

DESINFEKTIONSMITTEL- UND SEIFENSPENDER


SERIE OMIKRON IV

AIR-WOLF GmbH
Waschraum- und Hygienetechnik
Unterhachinger Strasse 75
D-81737 München

Telefon +49 (89) 420790-10
Telefax +49 (89) 420790-70
air-wolf@air-wolf.de
www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der
Wolf-Gruppe

AIR-WOLF



AUSSCHREIBUNGSTEXT

Berührungsloser Desinfektionsmittel- und Seifenspender, auch für Lotionen geeignet, mit Doppelsensor-Auslösung, Spendergehäuse Aluminium eloxiert, ohne Verschlussblende, für 500 ml Nachfüll- oder Einwegflaschen, mit einer Nachfüllflasche, Edelstahlpumpe mit gekröpftem Saugrohr, Edelstahlpumpe austauschbar und autoklavierbar bis 134 °C, Dosiermenge ca. 1,5 ml/Hub, einstellbar in 3 Stufen, Wandhalter aus Kunststoff, netzunabhängig, batteriebetrieben mit fünf 1,5 Volt Batterien (im Lieferumfang enthalten), inklusive Befestigungsmaterial, für Aufputzmontage, Prüfzeichen RoHS, CE

ABMESSUNGEN

H x B x T (mit Bedienehebel)	330 x 92 x 210 mm
H x B x T (ohne Bedienehebel)	290 x 92 x 210 mm
Gewicht	2,05 kg

EINSATZGEBIETE

Universell einsetzbar, auch in öffentlichen, stark frequentierten und vandalismusgefährdeten Bereichen: Flughäfen, Stadien, Veranstaltungshallen, Gastronomie, Schulen, Universitäten, Diskotheken, Kommunalbauten, Krankenhäuser, Ladengeschäfte, Kanzleien, Büros, Theater, Kinos, Hotels, Wellness etc.

MONTAGETIPP

Montieren Sie den Desinfektionsmittelspender möglichst in Kombination mit einer Abtropfschale. So kann Desinfektionsmittel, das von den Händen tropft, keine Rutschgefahr auf dem Boden verursachen.

ZUBEHÖR

Abtropfschale, Art. 29-801:


Um zu verhindern, dass Flüssigkeit, die bei Betätigung des Spenders von der Hand tropft, auf den Boden gelangt und dort für Rutschgefahr oder Keimbildung am Boden sorgt.

PASSENDE WASCHLOTION/DESINFEKTIONSMITTEL


Passende Waschlotionen und Desinfektionsmittel finden Sie in unserem aktuellen Katalog mit den derzeit gültigen Preisen oder auf unserer Homepage www.air-wolf.de



Abschließbare Verschlussblende gegen Diebstahl



Zur Reinigung entnehmbarer Innenbehälter



Doppelsensor: Zusätzliche Pumpvorgänge, wenn sich eine Hand im unteren Sensorbereich und die zweite im oberen Sensorbereich befindet.



Notbedienehebel zur mechanischen Bedienung des Spenders bei Funktionsstörung