


**DESINFEKTIONSMITTEL- UND SEIFENSPENDER**

SERIE OMIKRON IV

AIR-WOLF GmbH  
Waschraum- und Hygienetechnik  
Unterhacher Strasse 75  
D-81737 München

Telefon +49 (89) 420790-10  
Telefax +49 (89) 420790-70  
air-wolf@air-wolf.de  
www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der  
Wolf-Gruppe

**AIR-WOLF****AUSSCHREIBUNGSTEXT**

Berührungsloser Desinfektionsmittel- und Seifenspender, auch für Lotionen geeignet, mit Doppelsensor-Auslösung, Spendergehäuse Edelstahl gebürstet, ohne Verschlussblende, für 1000 ml Nachfüll- oder Einwegflaschen, mit einer Nachfüllflasche, Edelstahlpumpe mit gekröpftem Saugrohr, Edelstahlpumpe austauschbar und autoklavierbar bis 134 °C, Dosiermenge ca. 1,5 ml/Hub, einstellbar in 3 Stufen, Wandhalter aus Kunststoff, netzunabhängig, batteriebetrieben mit fünf 1,5 Volt Batterien (im Lieferumfang enthalten), inklusive Befestigungsmaterial, für Aufputzmontage, Prüfzeichen RoHS, CE

**ABMESSUNGEN**

H x B x T (mit Bedienhebel)	330 x 92 x 210 mm
H x B x T (ohne Bedienhebel)	290 x 92 x 210 mm
Gewicht	2,2 kg

**EINSATZGEBIETE**

Universell einsetzbar, auch in öffentlichen, stark frequentierten und vandalismusgefährdeten Bereichen: Flughäfen, Stadien, Veranstaltungshallen, Gastronomie, Schulen, Universitäten, Diskotheken, Kommunalbauten, Krankenhäuser, Ladengeschäfte, Kanzleien, Büros, Theater, Kinos, Hotels, Wellness etc.

**MONTAGETIPP**

Montieren Sie den Desinfektionsmittelspender möglichst in Kombination mit einer Abtropfschale. So kann Desinfektionsmittel, das von den Händen tropft, keine Rutschgefahr auf dem Boden verursachen.

**ZUBEHÖR**

**Abtropfschale**, Art. 29-801:

Um zu verhindern, dass Flüssigkeit, die bei Betätigung des Spenders von der Hand tropft, auf den Boden gelangt und dort für Rutschgefahr oder Keimbildung am Boden sorgt.

**Verschlussblende**: Art. 29-802:

Um den Spender und die Flasche gegen Diebstahl zu schützen können – auch nachträglich und ohne Werkzeug – abschließbare Verschlussblenden mit Zylinderschloss angebracht werden. Die Verschlussblenden

haben standardmäßig ein großes Sichtfenster, damit das Flaschenetikett von außen lesbar ist. Wahlweise ist auch eine Ausführung mit einem schmalen Sichtschlitz erhältlich, bei dem die Flasche mit dem Etikett nach hinten eingestellt wird, um den Füllstand kontrollieren zu können.

**PASSENDE WASCHLOTION / DESINFEKTIONSMITTEL**


Passende Waschlotionen und Desinfektionsmittel finden Sie in unserem aktuellen Katalog mit den derzeit gültigen Preisen oder auf unserer Homepage [www.air-wolf.de](http://www.air-wolf.de)

**ALTERNATIVE AUSFÜHRUNG**


Desinfektionsmittel- und Seifenspender, Art. 28-801  
Gehäuse Aluminium eloxiert



Art. 28-800



Zur Reinigung entnehmbare Innenbehälter



Doppelsensor: Zusätzliche Pumpvorgänge, wenn sich eine Hand im unteren Sensorbereich und die zweite im oberen Sensorbereich befindet.



Notbedienhebel zur mechanischen Bedienung des Spenders bei Funktionsstörung



Abschließbare Verschlussblende gegen Diebstahl